

MAGNUM 3500 PRO

MAGNÉTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE | 70 PROGRAMMES

LE SEUL DISPOSITIF DE MAGNÉTHÉRAPIE GLOBUS À QUATRE CANAUX QUI PERMET DE TRAITER SIMULTANÉMENT PLUSIEURS PARTIES DU CORPS OU DEUX SUBJECT DIFFÉRENTES. MAGNUM 3500 PRO EST FOURNI AVEC UNE VASTE GAMME D'ACCESSOIRES POUR TOUTES LES EXIGEANCES DE TRAITEMENT.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUE

ÉCRAN

Dimension zone visible 2,6"

Canaux

4 indépendents

Intensité transmissible avec des diffuseurs flexibles

- 200 Gauss en moyenne par canal
- 800 Gauss en moyenne au total (4 canaux)

Fréquence

5-200Hz

Duty Cycle

5-50%

Programmation libre

Possibilité de mémoriser jusqu'à 10 programmes personnalisés

Fonction 2+2

Possibilité d'exécuter 2 programmes différentes en même temps, en utilisant 2 canaux chacun

Alimentacion


- Secteur
- Batterie rechargeable (non fournies)

Dimension | Poids

mm 170x220x60 | gr 1152

ÉQUIPMENT STANDARD

- 1 Mallette
- 1 Unité de magnétothérapie MAGNUM 3500 PRO
- 2 Solénoïdes flexibles mm 330x110
- 2 Solénoïdes mous mm 120x125
- 1 Tapis mou 4 mm 250x250
- 1 Magnum Test
- 1 Alimentateur
- 1 Manuel d'utilisation



EASY PROGRAM



FONCTION 2+2



LAST 10



PROGRAMMABLE



STIM LOCK



OPTION LOCATION



RUN TIME / MODIFICATION DES PARAMÈTRES



ALIMENTATION SECTEUR

MAGNUM 3500 PRO

MAGNÉTHÉRAPIE PROFESSIONNELLE | 70 PROGRAMMES

Rev. Fr_01_2020

LISTE PROGRAMMES

ARTHROSE/ARTHRITE

Arthrose genou

Arthrose cervical

Arthrite

Arthrose

Arthrose main

Arthrose hanche

Arthrose épaule

Arthrose colonne

DOULEUR

Algodystrophie - Maladie de Sudek

Mal au dos

Douleurs articulaires

INFLAMMATIONS

Anti-inflammatoire

Tendinites

Épicondylite

Épitrachléite

Canal carpien

Tendinite épaule

ORTHOPÉDIE

Post-intervention LCA

Lésion cartilage

Prothèse genou

Prothèse hanche

Fusion spinale

Ostéotomie

PATHOLOGIES OSSEUSES

Fractures

Fracture scapuloïde

Fracture poignet

Fracture épaule

Fracture clavicule

Fracture avant-bras

Fracture pelvis

Fracture tibia

Fracture fémur

Retard consolidation fracture

Fracture avec plâtre

Ostéonécrose

Ostéoporose

Pseudarthrose

Œdèmes osseux

TRAUMATISMES / OEDÈMES / BLESSEURES

Entorse cheville

Œdèmes-contusions

Ulcères

PROGRAMMES NOCTURNES

Programme nocturnes 15Hz

Programme nocturnes 50Hz

Programme nocturnes 75Hz

PROGRAMMES PAR DÉFAULT À FRÉQUENCES DIFFÉRENTES

Programme multi-fréquence

Programme 5Hz

Programme 10Hz

Programme 15Hz

Programme 20Hz

Programme 25Hz

Programme 30Hz

Programme 35Hz

Programme 40Hz

Programme 45Hz

Programme 50Hz

Programme 55Hz

Programme 60Hz

Programme 65Hz

Programme 70Hz

Programme 75Hz

Programme 80Hz

Programme 85Hz

Programme 90Hz

Programme 95Hz

Programme 100Hz

Programme 120Hz

Programme 140Hz

Programme 160Hz

Programme 180Hz

Programme 200Hz